

בלון חמצן



קהל יעד:

- אנשים המתקשים בנשימה.

בדיקת התאמת צרכים:

- בדוק מול המשתמש מהי כמות החמצן שצורך ביממה.
- שים לב! בלון חמצן המכיל 5 ליטר מספיק לשימוש של 2.5 עד 3 שעות במצטבר כאשר המשתמש זקוק לכמות חמצן של 2 ליטר לשעה.
- שעון סטנדרטי מתאים למשתמש הזקוק לכמות חמצן מעל 1 ליטר לדקה.
- שעון המיועד לתינוקות מתאים למשתמש הזקוק לכמות חמצן מתחת ל- 1 ליטר לדקה.

הסבר והדגמה:

- הכנס את השעון-ווסת לראש המרובע שבחלק העליון של הבלון, באופן ששתי הבליטות שבשעון יכנסו לחורים שבראש המרובע. סגור היטב את ההברגה. וודא שהווסת נמצא במצב 0.
- פתח את ברז הבלון חצי סיבוב נגד כיוון מחוגי השעון. פתיחת הברז מזיזה את המחוג שנמצא בשעון. בדוק שהמחוג נמצא בתחום הירוק, המראה שהבלון מלא. הראה זאת למשתמש.

- הסבר למשתמש כיצד לחבר את משקפי החמצן לפתח יציאת החמצן הנמצא בשעון.
- הדגם כיצד הווסת קובע את מספר הליטרים הדרוש. את הווסת יש לפתוח רק לאחר שברז הבלון פתוח.
- ניתן להוסיף בקבוק הרטבה ומים מזוקקים לשם נוחות. לא מדובר בצידוד חיוני!

הוראות בטיחות ותחזוקה:

- אין לפתוח את ברז הבלון לפני חיבור השעון.
- בתום השימוש יש להקפיד לסגור את ברז הבלון.
- בפתיחת ברז הבלון אין להרכין את הראש מעל הבלון אלא לעמוד לצדו.
- יש לוודא שאטם השעון תקין ואין דליפה של חמצן. במקרה של דליפה יש להחליף את השעון.
- יש להרחיק את הבלון ממקור חום.
- אין לטפל בבלון בידיים עם חומר שומני (קרם ידיים, אוכל שומני וכדו').

ציוד נלווה:

ציוד חיוני:

- שעון.
- משקפי חמצן.

ציוד משלים- לא חובה:

- בקבוק הרטבה.
- מים מזוקקים רפואית.
- מחבר שחור.
- עגלת נשיאה לבלון.
- מתקן לנשיאת בלון המתחבר לכסא גלגלים סטנדרטי בלבד.